

# レイニン スタンダード製品キャンペーン 2026年夏

幅広いユーザー様へ レイニン品質をお手頃価格で

PL+シングル・マルチチャンネルピペット  
40%OFF!!

XLS+シングル  
ピペット  
35%OFF!!



SE 電動シングルピペット  
35%OFF!!

RG リサーチグレードチップ  
40%OFF!!



SP/SP+ピペッター  
30%OFF!!

スタンダード製品  
キャンペーンページはこちら



キャンペーン期間：2026年6月1日（月）～8月31日（月）受注分まで

## ■ キャンペーンお申し込み方法

当キャンペーンをご検討の方は、メトラー・トレド レイニンの営業担当または、お取引のある代理店・ディーラー様にお声掛け頂くか、キャンペーンページからお申込みください。お見積りを発行させていただきます。

エキスパート製品  
キャンペーンページはこちらから



ラボのチップに適合

# レイニンPipet-Lite PL+ピペット 汎用タイプ (UNV)



40%  
OFF

壊れにくい・さびにくい・頑丈で長持ち  
お手頃価格

パフォーマンス (正確さ・精密さ) はレイニン品質  
ラボでお使いの汎用チップに適合

PL+シングルピペット  
製品ページはこちら



## UNV Pipet-Lite PL+ シングルチャンネル汎用タイプ (UNV)

| 品番       | 製品名                | 容量               | 価格                | 特別価格   |
|----------|--------------------|------------------|-------------------|--------|
| 30973077 | Pipette SL-2PL+    | 0.1-2 $\mu$ L    | <del>40,900</del> | 24,500 |
| 30973078 | Pipette SL-10PL+   | 0.5-10 $\mu$ L   | <del>40,900</del> | 24,500 |
| 30973079 | Pipette SL-20PL+   | 2-20 $\mu$ L     | <del>40,900</del> | 24,500 |
| 30973080 | Pipette SL-100PL+  | 10-100 $\mu$ L   | <del>40,900</del> | 24,500 |
| 30973081 | Pipette SL-200PL+  | 20-200 $\mu$ L   | <del>40,900</del> | 24,500 |
| 30973082 | Pipette SL-1000PL+ | 100-1000 $\mu$ L | <del>40,900</del> | 24,500 |
| 30973083 | Pipette SL-5000PL+ | 500-5000 $\mu$ L | <del>53,200</del> | 31,900 |
| 30973084 | Pipette SL-10MLPL+ | 1-10 mL          | <del>53,200</del> | 31,900 |



4本掛けクリアスタンド  
別売り価格11,800円



ボリュームメーターが見やすい位置



メーターロックが大きく操作しやすい

大学ユーザー様・  
企業ユーザー様にて導入続々!  
コストパフォーマンスの良さに  
ご好評いただいています!

PL+ ピペットアカデミアユーザー様限定  
メンテナンス・サービス  
1点 (100%容量) x 4回プラン 5,190円 (税別)  
将来のメンテナンスが必要となっても安心!

新サービスプラン

レイニン独自のLTSシステム

# レイニンPipet-Lite PL+ピペット LTSタイプ



壊れにくい・さびにくい・頑丈で長持ち  
お手頃価格

パフォーマンス(正確さ・精密さ)はレイニン品質  
レイニン独自のLTS(ライトタッチシステム)

PL+シングルピペット  
製品ページはこちら



## LTS Pipet-Lite PL+ シングルチャンネルLTS汎用タイプ

| 品番       | 製品名               | 容量          | 価格                | 特別価格          |
|----------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|
| 30973085 | Pipette L-2PL+    | 0.1-2 µL    | <del>40,900</del> | <b>24,500</b> |
| 30973086 | Pipette L-10PL+   | 0.5-10 µL   | <del>40,900</del> | <b>24,500</b> |
| 30973087 | Pipette L-20PL+   | 2-20 µL     | <del>40,900</del> | <b>24,500</b> |
| 30973088 | Pipette L-100PL+  | 10-100 µL   | <del>40,900</del> | <b>24,500</b> |
| 30973089 | Pipette L-200PL+  | 20-200 µL   | <del>40,900</del> | <b>24,500</b> |
| 30973090 | Pipette L-1000PL+ | 100-1000 µL | <del>40,900</del> | <b>24,500</b> |
| 30973091 | Pipette L-5000PL+ | 500-5000 µL | <del>53,200</del> | <b>31,900</b> |
| 30973092 | Pipette L-10MLPL+ | 1-10 mL     | <del>53,200</del> | <b>31,900</b> |



4本掛けクリアスタンド  
別売り価格11,800円

## LTS Pipet-Lite PL+ マルチチャンネルLTSタイプ

| 品番       | 製品名                    | 容量        | 価格                 | 特別価格           |
|----------|------------------------|-----------|--------------------|----------------|
| 30537456 | Pipette MCP L8-10PL+   | 0.5-10 µL | <del>163,500</del> | <b>98,100</b>  |
| 30537457 | Pipette MCP L8-20PL+   | 2-20 µL   | <del>152,200</del> | <b>91,300</b>  |
| 30537458 | Pipette MCP L8-50PL+   | 5-50 µL   | <del>152,200</del> | <b>91,300</b>  |
| 30537459 | Pipette MCP L8-200PL+  | 20-200 µL | <del>152,200</del> | <b>91,300</b>  |
| 30537460 | Pipette MCP L8-300PL+  | 20-300 µL | <del>152,200</del> | <b>91,300</b>  |
| 30537461 | Pipette MCP L12-10PL+  | 0.5-10 µL | <del>199,900</del> | <b>119,900</b> |
| 30537462 | Pipette MCP L12-20PL+  | 2-20 µL   | <del>183,500</del> | <b>110,100</b> |
| 30537463 | Pipette MCP L12-50PL+  | 5-50 µL   | <del>183,500</del> | <b>110,100</b> |
| 30537464 | Pipette MCP L12-200PL+ | 20-200 µL | <del>183,500</del> | <b>110,100</b> |
| 30537465 | Pipette MCP L12-300PL+ | 20-300 µL | <del>183,500</del> | <b>110,100</b> |




※マルチチャンネルは  
LTSタイプのみ

### 特許取得のLTS (Lite Touch System)

レイニンの Lite Touch System (LTS) は、チップとシャフトの間の摩擦を実質的に排除することにより、チップの装着と取り外しに必要な力を劇的に低減(85%カット)。反復性疲労障害を減らし、ピペット操作の快適性が向上します。



チップの取り外しにかかる力



▼ 女性の筋力の最大値の30%の力を推奨=2.1 kg  
▼ 男性の筋力の最大値の30%の力を推奨=3.0 kg

ラボのチップに適合

# レイニンPipet-Lite XLS+ピペット 汎用 (UNV) タイプ



35%  
OFF

高精度・高再現性

心地よいグリップ感

疲労によるエラーを抑制

RFIDタグ内蔵で効率よいピペット管理 (企業ユーザー向け)

XLS+シングルピペット  
製品ページはこちら



| 品番       | 製品名                                  | 容量               | 価格                | 特別価格   |
|----------|--------------------------------------|------------------|-------------------|--------|
| 17014413 | Pipet-Lite Pipette, Unv. SL-2XLS+    | 0.1-2 $\mu$ L    | <del>72,400</del> | 47,000 |
| 17014409 | Pipet-Lite Pipette, Unv. SL-10XLS+   | 0.5-10 $\mu$ L   | <del>72,400</del> | 47,000 |
| 17014412 | Pipet-Lite Pipette, Unv. SL-20XLS+   | 2-20 $\mu$ L     | <del>65,900</del> | 42,800 |
| 17014408 | Pipet-Lite Pipette, Unv. SL-100XLS+  | 10-100 $\mu$ L   | <del>65,900</del> | 42,800 |
| 17014411 | Pipet-Lite Pipette, Unv. SL-200XLS+  | 20-200 $\mu$ L   | <del>65,900</del> | 42,800 |
| 17014414 | Pipet-Lite Pipette, Unv. SL-300XLS+  | 20-300 $\mu$ L   | <del>65,900</del> | 42,800 |
| 17014407 | Pipet-Lite Pipette, Unv. SL-1000XLS+ | 100-1000 $\mu$ L | <del>65,900</del> | 42,800 |
| 17014410 | Pipet-Lite Pipette, Unv. SL-2000XLS+ | 200-2000 $\mu$ L | <del>65,900</del> | 42,800 |
| 17011801 | Pipet-Lite Pipette Unv SL-5000XLS    | 500-5000 $\mu$ L | <del>76,400</del> | 49,600 |
| 17011795 | Pipet-Lite Pipette Unv SL-10MLXLS    | 1-10 mL          | <del>76,400</del> | 49,600 |

レイニンXLS+シングル手動ピペットLTSタイプ シングル・マルチチャンネルピペット  
(8・12ch 20  $\mu$ L -1200  $\mu$ L) をご希望の場合はお問い合わせください。

特別価格をご案内します



疲労・疲労によるエラーを防ぐデザイン



SmartStand (別売) などでRFIDによる管理が可能



ラボのチップに適合

# レイニン SE シングル電動ピペット 汎用タイプ (UNV)



35%  
OFF

大きい・見やすい画面

感覚的な操作が可能なインターフェース

等量連続分注・通常ピペティング・ミキシング簡単操作

検量線・Standard Curve でレイニン品質を実感

ラボでお使いの汎用チップに適合 (300, 2000, 5000  $\mu$ L, 10 mL除く)

SE電動シングルピペット  
製品ページはこちら



## UNV E4シングルチャンネルピペット汎用タイプ (UNV)

| 品番       | 製品名                                      | 容量               | 価格                 | 特別価格   |
|----------|--|------------------|--------------------|--------|
| 17014491 | E4 Electronic Pipette, Unv. SE4-10XLS+   | 0.5-10 $\mu$ L   | <del>133,000</del> | 86,400 |
| 17014494 | E4 Electronic Pipette, Unv. SE4-20XLS+   | 2-20 $\mu$ L     | <del>133,000</del> | 86,400 |
| 17014490 | E4 Electronic Pipette, Unv. SE4-100XLS+  | 10-100 $\mu$ L   | <del>133,000</del> | 86,400 |
| 17014493 | E4 Electronic Pipette, Unv. SE4-200XLS+  | 20-200 $\mu$ L   | <del>133,000</del> | 86,400 |
| 17014495 | E4 Electronic Pipette, Unv. SE4-300XLS+  | 20-300 $\mu$ L   | <del>133,000</del> | 86,400 |
| 17014489 | E4 Electronic Pipette, Unv. SE4-1000XLS+ | 100-1000 $\mu$ L | <del>133,000</del> | 86,400 |
| 17014492 | E4 Electronic Pipette, Unv. SE4-2000XLS+ | 200-1000 $\mu$ L | <del>133,000</del> | 86,400 |
| 17012353 | E4 Electronic Pipette Unv. SE4-5000XLS   | 500-5000 $\mu$ L | <del>133,000</del> | 86,400 |
| 17012354 | E4 Electronic Pipette Unv. SE4-10MLXLS   | 1-10 mL          | <del>133,000</del> | 86,400 |

レイニンE4 シングル電動ピペット LTSタイプ シングル・マルチチャンネルピペット  
(8・12ch 20  $\mu$ L~1200  $\mu$ L) をご希望の場合はお問い合わせください  
特別価格をご案内します




簡単操作



定量性が秀逸なLTSマルチチャンネル



希釈系列・プレートワークに



ミキシング・ビーズウォッシュも楽々

# レイニンリサーチグレード (RG)

## おすすめポイント

### 1. 適合性

各メーカーのピペットのほとんどのに適合!

詳細は適合表をご確認ください。サンプルチップなどでお確かめいただくことも可能です。鋳型など製造工程の最適化により、しっかり・きっちり装着できます。

ラボのピペットに適合  
ピペット適合表あり!!

| メーカー       | モデル    | チップサイズ   | 適合 |
|------------|--------|----------|----|
| Eppendorf  | 50 mL  | 5000 µL  | ○  |
|            | 100 mL | 10000 µL | ○  |
|            | 250 mL | 25000 µL | ○  |
|            | 500 mL | 50000 µL | ○  |
| Corning    | 50 mL  | 5000 µL  | ○  |
|            | 100 mL | 10000 µL | ○  |
|            | 250 mL | 25000 µL | ○  |
|            | 500 mL | 50000 µL | ○  |
| Greiner    | 50 mL  | 5000 µL  | ○  |
|            | 100 mL | 10000 µL | ○  |
|            | 250 mL | 25000 µL | ○  |
|            | 500 mL | 50000 µL | ○  |
| Nalge Nunc | 50 mL  | 5000 µL  | ○  |
|            | 100 mL | 10000 µL | ○  |
|            | 250 mL | 25000 µL | ○  |
|            | 500 mL | 50000 µL | ○  |
| Biorad     | 50 mL  | 5000 µL  | ○  |
|            | 100 mL | 10000 µL | ○  |
|            | 250 mL | 25000 µL | ○  |
|            | 500 mL | 50000 µL | ○  |
| Denville   | 50 mL  | 5000 µL  | ○  |
|            | 100 mL | 10000 µL | ○  |
|            | 250 mL | 25000 µL | ○  |
|            | 500 mL | 50000 µL | ○  |



チップ適合表はQRコードからご確認いただけます

### 2. 原料品質

材質は無添加、不活性のバージンポリプロピレン。

スリッピング剤・可塑剤・着色料不使用で、再生プラスチック素材も一切不使用です。




原料となる  
バージンポリプロピレン

### 3. 装着性

しなやかで快適な装着・取り外し。

レイニンチップは柔軟で、チップイジェクターにダメージを与えません。

特に1000µLサイズのチップはその柔らかさ・やさしい脱着を実感、ご好評いただいています。大人気ロングセラー!



1000µLチップ:  
シャフトと接する開口部が  
薄くやわらか

### 4. 詰め替えタイプ


実はレイニンが世界初! 環境にやさしいエコ商品です。

チップに接触するリスクがありません。とても使いやすく詰め替えが簡単。クリアプラスチック製のため、梱包されているフィルムを外した後も、容器由来の紙くずの付着もなく、開封後も清潔に保管が可能です。




### 5. ファインポイントチップ

従来型に比べ、薄手でしなやかであることにより、液体の接着面積が小さく、定量性・液切れのよいチップです。



### 6. 製造品質

厳格な製造と検査手順に基づき、さまざまな汚染物質が含まれていないか厳密なテストが実施されています。品質試験方法も明記されており、COC・COQを入手してご確認いただけます。(滅菌・滅菌フィルターチップのみ)



キャンペーン期間: 2026年6月1日 (月) ~ 8月31日 (月) 受注分まで  
お申込みはこちらから





# ピペットチップ ラック&バルク袋入り

## 10 $\mu$ L / 250 $\mu$ L / 1000 $\mu$ L



### RG10 $\mu$ L ショート (全長31mm 2/10 $\mu$ Lライン)



| 品番       | 製品名                                       | 種類  | 入数        | 価格                | 特別価格  | 大箱×1       |         |
|----------|---|-----|-----------|-------------------|-------|------------|---------|
|          |   |     |           |                   |       | 入数         | 価格      |
| 30374654 | Pipette Tips HRC UNV 10 $\mu$ L 960C/10   |     | 96本×10ラック | <del>9,000</del>  | 5,400 | 96本×50ラック  | ご相談ください |
| 30374657 | Pipette Tips HRC UNV 10 $\mu$ L S 960C/10 | 滅菌  | 96本×10ラック | <del>10,200</del> | 6,100 | 96本×50ラック  | ご相談ください |
| 30537470 | Pipette Tips RC UNV 10 $\mu$ L 1000C/1    | バルク | 1,000本    | <del>4,100</del>  | 2,400 | 1000本×5パック | ご相談ください |

### RG10 $\mu$ L ロング (全長46mm 2/10 $\mu$ Lライン)



| 品番       | 製品名  | 種類        | 入数        | 価格                | 特別価格  | 大箱×1       |         |
|----------|--|-----------|-----------|-------------------|-------|------------|---------|
|          |  |           |           |                   |       | 入数         | 価格      |
| 30537525 | Pipette Tips HRC UNV 10 $\mu$ L X 960C/10  | 微量ロング     | 96本×10ラック | <del>9,000</del>  | 5,400 | 96本×50ラック  | ご相談ください |
| 30537526 | Pipette Tips HRC UNV 10 $\mu$ L SX 960C/10 | 微量ロング     | 96本×10ラック | <del>10,200</del> | 6,100 | 96本×50ラック  | ご相談ください |
| 30537524 | Pipette Tips RC UNV 10 $\mu$ L X 1000C/1   | 微量ロング・バルク | 1,000本    | <del>4,200</del>  | 2,500 | 1000本×5パック | ご相談ください |

### RG250 $\mu$ L (全長50mm 200/100/50/10 $\mu$ Lライン)



| 品番       | 製品名  | 種類  | 入数        | 価格                | 特別価格  | 大箱×1       |         |
|----------|--|-----|-----------|-------------------|-------|------------|---------|
|          |  |     |           |                   |       | 入数         | 価格      |
| 30374655 | Pipette Tips HRC UNV 250 $\mu$ L 960C/10   |     | 96本×10ラック | <del>9,000</del>  | 5,400 | 96本×50ラック  | ご相談ください |
| 30374658 | Pipette Tips HRC UNV 250 $\mu$ L S 960C/10 | 滅菌  | 96本×10ラック | <del>10,200</del> | 6,100 | 96本×50ラック  | ご相談ください |
| 30537469 | Pipette Tips RC UNV 250 $\mu$ L 1000C/1    | バルク | 1,000本    | <del>4,100</del>  | 2,400 | 1000本×5パック | ご相談ください |

### RG1000 $\mu$ L (全長86mm 1000/100 $\mu$ Lライン)



| 品番       | 製品名  | 種類  | 入数       | 価格                | 特別価格  | 大箱×1       |         |
|----------|--|-----|----------|-------------------|-------|------------|---------|
|          |  |     |          |                   |       | 入数         | 価格      |
| 30374656 | Pipette Tips HRC UNV 1000 $\mu$ L 768C/8   |     | 96本×8ラック | <del>9,000</del>  | 5,400 | 96本×40ラック  | ご相談ください |
| 30374659 | Pipette Tips HRC UNV 1000 $\mu$ L S 768C/8 | 滅菌  | 96本×8ラック | <del>10,200</del> | 6,100 | 96本×40ラック  | ご相談ください |
| 30537468 | Pipette Tips RC UNV 1000 $\mu$ L 1000C/1   | バルク | 1,000本   | <del>4,900</del>  | 2,900 | 1000本×5パック | ご相談ください |



### RG ラック入りチップ

フタを片手で簡単に開けて閉めることが可能です。ラックは積み重ねができ、省スペースです。

ラックデッキの色で容量がわかりやすくなっています。ラック縁がじゃまをしないので、マルチチャンネルピペット使用時に、全チャンネルでも、部分的でもチップを快適に装着することができます。



### RG バルクチップ

高品質なレイニンチップが、よりお手頃な価格となっています。オートクレーブにも頑丈なRGラックに詰めてご利用いただけます。

ピペットを登録いただくと1本につき1本植樹する活動を行っています！  
詳しくはこちら





# ピペットチップ 詰め替え リフィル

## 10 $\mu$ L / 250 $\mu$ L / 1000 $\mu$ L

**40% OFF**

### RG リフィル 10 $\mu$ L ショート (全長31mm 2/10 $\mu$ Lライン)



| 品番       | 製品名 種類                                    | 入数         | 価格               | 特別価格         | 大箱×1            |         |
|----------|---|------------|------------------|--------------|-----------------|---------|
|          |   |            |                  |              | 入数              | 価格      |
| 30537471 | Pipette Tips RSC UNV 10 $\mu$ L 960C/10   | 96本×10段    | <del>8,200</del> | <b>4,900</b> | (96本×10段) ×5タワー | ご相談ください |
| 30537474 | Pipette Tips RSC UNV 10 $\mu$ L S 960C/10 | 滅菌 96本×10段 | <del>9,500</del> | <b>5,700</b> | (96本×10段) ×5タワー | ご相談ください |

### RG リフィル 250 $\mu$ L (全長50mm 200/100/50/10 $\mu$ Lライン)



| 品番       | 製品名 種類                                     | 入数         | 価格               | 特別価格         | 大箱×1            |         |
|----------|--|------------|------------------|--------------|-----------------|---------|
|          |  |            |                  |              | 入数              | 価格      |
| 30537472 | Pipette Tips RSC UNV 250 $\mu$ L 960C/10   | 96本×10段    | <del>8,200</del> | <b>4,900</b> | (96本×10段) ×5タワー | ご相談ください |
| 30537475 | Pipette Tips RSC UNV 250 $\mu$ L S 960C/10 | 滅菌 96本×10段 | <del>9,500</del> | <b>5,700</b> | (96本×10段) ×5タワー | ご相談ください |

### RG リフィル 1000 $\mu$ L (全長86mm 1000/100 $\mu$ Lライン)



| 品番       | 製品名 種類                                     | 入数        | 価格               | 特別価格         | 大箱×1           |         |
|----------|--|-----------|------------------|--------------|----------------|---------|
|          |  |           |                  |              | 入数             | 価格      |
| 30537473 | Pipette Tips RSC UNV 1000 $\mu$ L 768C/8   | 96本×8段    | <del>8,200</del> | <b>4,900</b> | (96本×8段) ×5タワー | ご相談ください |
| 30537476 | Pipette Tips RSC UNV 1000 $\mu$ L S 768C/8 | 滅菌 96本×8段 | <del>9,500</del> | <b>5,700</b> | (96本×8段) ×5タワー | ご相談ください |


## 使えば分かる簡単リフィル!



空ラック




空プレート取る  
(残っていれば)




リフィルタワーを  
空ラックへセット



上からポン!  
らくらくロード  
大きな力は不要



リフィルタワーを取る



保存トレーに戻す

プラスチックフィルムで清潔包装です。  
開封後もクリアプラスチックで保護されています。  
紙などの包装材ではないため、ごみやほこりが生じて入り込むこともありません。



キャンペーン期間：2026年6月1日(月)～8月31日(月) 受注分まで  
お申込みはこちらから






# フィルター滅菌チップ ラック

## 10 $\mu$ L / 20 $\mu$ L / 100 $\mu$ L / 200 $\mu$ L / 1000 $\mu$ L

**40% OFF**

### RG10 $\mu$ L ショート (全長31mm 2/10 $\mu$ Lライン)



| 品番       | 製品名                                       | 種類      | 入数        | 価格     | 特別価格   | 大箱×1      |         |
|----------|---|---------|-----------|--------|--------|-----------|---------|
|          |   |         |           |        |        | 入数        | 価格      |
| 30374660 | Pipette Tips HRC UNV 10 $\mu$ L F 960C/10 | フィルター滅菌 | 96本×10ラック | 18,700 | 11,200 | 96本×50ラック | ご相談ください |

### RG10 $\mu$ L ロング (全長46mm 2/10 $\mu$ Lライン)



| 品番       | 製品名  | 種類    | 入数        | 価格     | 特別価格   | 大箱×1      |         |
|----------|--|-------|-----------|--------|--------|-----------|---------|
|          |  |       |           |        |        | 入数        | 価格      |
| 30537527 | Pipette Tips HRC UNV 10 $\mu$ L FX 960C/10 | 微量ロング | 96本×10ラック | 18,700 | 11,200 | 96本×50ラック | ご相談ください |

### RG20 $\mu$ L (全長50mm 10 $\mu$ Lライン)



| 品番       | 製品名                                       | 種類      | 入数        | 価格     | 特別価格   | 大箱×1      |         |
|----------|---|---------|-----------|--------|--------|-----------|---------|
|          |   |         |           |        |        | 入数        | 価格      |
| 30374661 | Pipette Tips HRC UNV 20 $\mu$ L F 960C/10 | フィルター滅菌 | 96本×10ラック | 18,700 | 11,200 | 96本×50ラック | ご相談ください |

### RG100 $\mu$ L (全長50mm 100/50/10 $\mu$ Lライン)



| 品番       | 製品名  | 種類      | 入数        | 価格     | 特別価格   | 大箱×1      |         |
|----------|--|---------|-----------|--------|--------|-----------|---------|
|          |  |         |           |        |        | 入数        | 価格      |
| 30537521 | Pipette Tips HRC UNV 100 $\mu$ L F 960C/10 | フィルター滅菌 | 96本×10ラック | 18,700 | 11,200 | 96本×50ラック | ご相談ください |

### RG200 $\mu$ L (全長50mm 200/100/50/10 $\mu$ Lライン)



| 品番       | 製品名  | 種類      | 入数        | 価格     | 特別価格   | 大箱×1      |         |
|----------|--|---------|-----------|--------|--------|-----------|---------|
|          |  |         |           |        |        | 入数        | 価格      |
| 30537522 | Pipette Tips HRC UNV 200 $\mu$ L F 960C/10 | フィルター滅菌 | 96本×10ラック | 18,700 | 11,200 | 96本×50ラック | ご相談ください |


### RG1000 $\mu$ L (全長86mm 1000/100 $\mu$ Lライン)




| 品番       | 製品名  | 種類      | 入数       | 価格     | 特別価格   | 大箱×1      |         |
|----------|--|---------|----------|--------|--------|-----------|---------|
|          |  |         |          |        |        | 入数        | 価格      |
| 30537523 | Pipette Tips HRC UNV 1000 $\mu$ L F 768C/8 | フィルター滅菌 | 96本×8ラック | 18,700 | 11,200 | 96本×40ラック | ご相談ください |

## フィルター滅菌チップ

PCR 反応を阻害しません。無添加・安心のフィルター素材



上) レイニンエアゾール耐性フィルター拡大写真：  
100% パーゼンポリエチレンフィルターマトリックスは、薄片や粒子が剥がれ落ちたり破砕したりすることはありません。平均孔径は 20  $\mu$ m です。




下) 他社製セルフシーリング型フィルター拡大写真：  
柔らかく、砕ける可能性のあるセルロースガム粒子が添加剤として含まれます。薄片や粒子が剥がれ落ちる可能性があります。平均孔径は 45  $\mu$ m です。



## RGチップ品質と性能証明

COC (Certificate of Compliance) は商品記載の品番とロットでウェブから入手いただけます。

COQ (Compliance of Quality) はウェブに掲載、また納品ケースに同梱しています。



ピペットを登録いただくと1本につき1本植樹する活動を行っています！  
詳しくはこちら






# ローリテンションフィルター滅菌チップ ラック

## 10 $\mu$ L / 20 $\mu$ L / 100 $\mu$ L / 200 $\mu$ L / 1000 $\mu$ L

**40% OFF**

### RG10 $\mu$ L ショート (全長31mm 2/10 $\mu$ L ライン)




| 品番       | 製品名 種類                                     | 入数        | 価格                | 特別価格          | 大箱×1      |         |
|----------|--|-----------|-------------------|---------------|-----------|---------|
|          |  |           |                   |               | 入数        | 価格      |
| 30671390 | Pipette Tips HRC UNV 10 $\mu$ L FL 960C/10 | 96本×10ラック | <del>21,500</del> | <b>12,900</b> | 96本×50ラック | ご相談ください |

### RG10 $\mu$ L ロング (全長46mm 2/10 $\mu$ L ライン)



| 品番       | 製品名 種類                                      | 入数    | 価格                | 特別価格          | 大箱×1      |         |
|----------|---|-------|-------------------|---------------|-----------|---------|
|          |   |       |                   |               | 入数        | 価格      |
| 30671389 | Pipette Tips HRC UNV 10 $\mu$ L FLX 960C/10 | 微量ロング | <del>21,500</del> | <b>12,900</b> | 96本×50ラック | ご相談ください |

### RG20 $\mu$ L (全長50mm 10 $\mu$ L ライン)



| 品番       | 製品名 種類                                     | 入数        | 価格                | 特別価格          | 大箱×1      |         |
|----------|--|-----------|-------------------|---------------|-----------|---------|
|          |  |           |                   |               | 入数        | 価格      |
| 30671391 | Pipette Tips HRC UNV 20 $\mu$ L FL 960C/10 | 96本×10ラック | <del>21,500</del> | <b>12,900</b> | 96本×50ラック | ご相談ください |

### RG100 $\mu$ L (全長50mm 100/50/10 $\mu$ L ライン)



| 品番       | 製品名 種類                                      | 入数        | 価格                | 特別価格          | 大箱×1      |         |
|----------|---|-----------|-------------------|---------------|-----------|---------|
|          |   |           |                   |               | 入数        | 価格      |
| 30671392 | Pipette Tips HRC UNV 100 $\mu$ L FL 960C/10 | 96本×10ラック | <del>21,500</del> | <b>12,900</b> | 96本×50ラック | ご相談ください |

### RG200 $\mu$ L (全長50mm 200/100/50/10 $\mu$ L ライン)




| 品番       | 製品名 種類                                      | 入数        | 価格                | 特別価格          | 大箱×1      |         |
|----------|---|-----------|-------------------|---------------|-----------|---------|
|          |   |           |                   |               | 入数        | 価格      |
| 30671393 | Pipette Tips HRC UNV 200 $\mu$ L FL 960C/10 | 96本×10ラック | <del>21,500</del> | <b>12,900</b> | 96本×50ラック | ご相談ください |


### RG1000 $\mu$ L (全長86mm 1000/100 $\mu$ L ライン)



| 品番       | 製品名 種類                                      | 入数       | 価格                | 特別価格          | 大箱×1      |         |
|----------|---|----------|-------------------|---------------|-----------|---------|
|          |   |          |                   |               | 入数        | 価格      |
| 30671394 | Pipette Tips HRC UNV 1000 $\mu$ L FL 768C/8 | 96本×8ラック | <del>21,500</del> | <b>12,900</b> | 96本×40ラック | ご相談ください |



左) レイニンローリテンションチップの構造。  
表面が均一に成型されている。



右) 他社製ローリテンションの構造。

微量、貴重サンプル、各種PCR、NGS、酵素反応、核酸分離精製、抗体、タンパク質精製、細胞培養、粘性サンプル、血清サンプル、等々に最適。

※サンプルや試薬の種類や溶解度により、パフォーマンスが異なります。  
※レイニンのLTSバイオクリーンウルトラが強い指定(推奨)となっている各社解析装置でのご使用については確認していません。

キャンペーン期間：2026年6月1日(月)～8月31日(月) 受注分まで  
お申込みはこちらから



# レイニンピペッター (ピペットコントローラー) SP/SP+

30%  
OFF



SP



SP+  
ヘッド長さ  
伸縮可能タイプ

ピペットコントローラー  
製品ページはこちら



長持ちリチウムバッテリー

1回の充電で15時間、10分充電で1時間稼働

SP+はクリーンベンチや安全キャビネット内で快適操作を実感

吸引吐出速度可変

液滴コントロール可能

レイニン品質・お手頃価格

## レイニンピペッター (ピペットコントローラー) SP/SP+

| 品番       | 製品名                    | 価格                | 特別価格   |
|----------|------------------------|-------------------|--------|
| 30671414 | Pipette Controller SP  | <del>57,500</del> | 40,200 |
| 30671415 | Pipette Controller SP+ | <del>66,300</del> | 46,400 |



液滴吐出速度コントロール  
加圧式速度制御



左右吸引吐出スピード可変ボタン  
中央はバッテリー残存表示



SP+ヘッドを伸ばして手元操作らくらく  
特にクリーンベンチ・安全キャビネット内使用  
時に快適性を発揮

# レイニンピペットサービス 返送校正サービス(レイニン・他社対応可)



ピペットサービス  
見積書兼注文書はこちら



シングルチャンネルメンテ清掃パーツ代込 (レイニン・各メーカー様分共通)  
2点(10%,100%) x 4回秤量 9,340円(税別) 定額制 スタンダードプラン  
到着後概ね5日~7日営業日で返送  
重篤な故障・追加パーツ代の必要時は都度お見積り

マルチピペット価格は下記をご確認ください。  
電動ピペットの場合、また追加パーツ取り寄せの場合、お時間かかる場合があります。  
ピペットは注文書と一緒にメトラー・トレド 技術サービスセンターまで(送付先 申込書に記載あり)。

記入日  
社内使用欄

ピペット 校正・修理見積書兼注文書  
スタンダードプラン

依頼品の送付はこちらまで  
メトラー・トレド株式会社 技術サービスセンター  
〒213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1  
KSP R&D ビジネスパークビルB 棟1階118号室  
TEL:03-5815-5515 MAIL:service.pipet.jp@mt.com

各プランからお選びください。下記の価格は全て2026年6月からの価格になっております。また、下記価格に消費税は含まれておりません。※検査結果の合否判定に不確かさは含まれません。

| スタンダードプラン        | 予防保守   | 整備前 | 整備後 ※                                | 検査報告書  |           |    |
|------------------|--|-----|--------------------------------------|--------|-----------|----|
| 定期的なサービスを必要とする場合 | ✓  | n/a | 2点(10,100%) 4回<br>3点(10,50,100%) 10回 | ✓      |           |    |
| 品番               | プラン名   |     |                                      | 定価     | ご依頼<br>本数 | 小計 |
| 17800031         | Single Channel PM, 2x4 AR シングルチャンネル 整備後2x4     |     |                                      | 9,340  |           |    |
| 17800037         | Single Channel PM, 3x10 AR シングルチャンネル 整備後3x10   |     |                                      | 14,170 |           |    |
| 17800096         | ALL 8 Channels PM, 2x4 AR マルチチャンネル8ch 整備後2x4   |     |                                      | 16,190 |           |    |
| 17800131         | ALL 12 Channels PM, 2x4 AR マルチチャンネル12ch 整備後2x4 |     |                                      | 19,550 |           |    |

レイニン、Pipetting 360 +、LTS、Life Touchシステムは、メトラー・トレド レイニン LLCの商標です。

[www.mt.com/](http://www.mt.com/)

For more information

メトラー・トレド株式会社 レイニン事業部  
〒110-0008 東京都台東区池之端 2-9-7 池之端日殖ビル 6F  
Email: support.jp@mt.com 代表電話: 03-5815-5515

代理店名

©06/2026 Mettler-Toledo K.K.

- 製品の仕様・価格は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください
- 表示価格に消費税は含まれておりません